


# SP 115

## ŚRODEK DO RĘCZNEGO MYCIA NACZYŃ – KONCENTRAT



### OPIS PRODUKTU

SP 115 to wysokowydajny koncentrat przeznaczony do ręcznego mycia naczyń: garnków, patelni, sztućców, zastawy stołowej i innych przyborów kuchennych, wykonanych ze stali, szkła, porcelany i tworzyw sztucznych. Skutecznie usuwa zanieczyszczenia organiczne (białko, tłuszcz), a także osady z kawy i herbaty. Posiada przyjemny cytrusowy zapach.

- idealny dla oszczędnego mycia przez namaczanie,
- skutecznie usuwa tłuszcz, a także osady z kawy i herbaty,
- bardzo wydajny,
- idealny do czyszczenia mocno zabrudzonych garnków i patelni.

### ZASTOSOWANIE/DOZOWANIE

W zależności od stopnia zabrudzenia naczyń przygotować roztwór roboczy rozcieńczając koncentrat wodą w stosunku od 1:1000 do 1:100 (stężenie 0,1% - 1,0%).

Oszczędne mycie przez namaczanie: w jednej z komór zlewozmywaka przygotować roztwór roboczy o temperaturze około 35°C, zanurzyć naczynia i przystąpić do procesu mycia, następnie spłukać bieżącą wodą i odstawić do wysuszenia.

### PRZECHOWYWANIE

Magazynować tylko w oryginalnych opakowaniach, szczelnie zamkniętych, w pozycji pionowej, w temperaturze od +5°C do + 30°C.  
36 miesięcy od daty produkcji

### OZNACZENIE RODZAJU RYZYKA

Zawiera: Kwas benzenosulfonowy, pochodne C10-13-alkilu, sól sodowa; Alkohol, C12-14, etoksylogowany, siarczan, sole sodowe <2,5 EO; Amidy, C8-18 i C18-nienasyć., n,n-(hydroksyetyl).  
H315 - Działa drażniąco na skórę.

H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

H412 - Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

P264 - Dokładnie umyć ręce po użyciu.

P280 - Stosować rękawice ochronne/ochronę oczu.

P302+P352 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody.

P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

P310 - Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/ lekarzem.

P332+P313 - W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.



PAKOWANIE		
Pojemność	szt. op. ZBIORCZE	szt. PALETA
5L	1	90

pH | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14



### DANE TECHNICZNE

**Wygląd:** zielona, transparentna, lepka ciecz

**Zapach:** charakterystyczny dla użytej kompozycji zapachowej

**Gęstość w 20°C** [g/cm<sup>3</sup>]: około 1,03

**pH:** 5,5 – 7,0



Niebezpieczeństwo